

檢驗項目	Platelet Function Closure Time-Col/Epi	檢驗代號	L72-079
中文名稱	血小板功能閉鎖時間-膠原蛋白/腎上腺素		
檢體別	Whole blood	檢驗方法	流體剪力力學原理 (Shear-rate flow)
採檢容器	藍頭含 3.2% buffered sodium citrate 抗凝劑採血管		
檢體量	5 mL (成人) 2 mL (幼兒病患使用 2.0 mL 藍頭小採血管)	參考值	COL/EPI test : 82~150 sec.
送檢時間	24 小時收檢	單位	sec.
操作時間	24 小時	健保編號	08131C
報告核發時間	急件:1 小時,普通件:當班	支付點數	367
採檢前(時)注意事項	1)靜脈採血,使用21G 或19G針頭。 2.)若採血過程中靜脈破裂或血流停止的話,需將樣本丟棄不可使用。並更換其他靜脈採血 3)採血後須立即將試管內添加劑與血液混和,儘速於室溫 1 小時內送檢(不可以冰送)。前七天禁食或停止使用抗血小板凝集物品(血小板抑制劑的用藥監控列外),例如:阿司匹靈止痛藥物(Aspirin)、具活血抗凝之中藥、洋蔥、大蒜、黑木耳等食物。	備註	建議先行瞭解病人病史及血球容積比 (<35%)或血小板數目 (<150,000/ μ L)是否異常
操作組別	血液組		
臨床意義			
異常:1)血小板無力症或其它功能異常,假性血友病(vWF 缺乏),Bernard-Soulier syndrome 2)多種藥物所引起的血小板功能障礙,例如:由阿斯匹靈所引起之血小板功能異常。			

檢驗項目	Platelet Function Closure Time- Col/ADP	檢驗代號	L72-080
中文名稱	血小板功能閉鎖時間-膠原蛋白/二磷酸腺苷酸		
檢體別	Whole blood	檢驗方法	流體剪力力學原理 (Shear-rate flow)
採檢容器	藍頭含 3.2% buffered sodium citrate 抗凝劑採血管		
檢體量	5 mL (成人) 2 mL (幼兒病患使用 2.0 mL 藍頭小採血管)	參考值	Col/ADP : 62~100 sec ₂
送檢時間	24 小時收檢	單位	sec.
操作時間	24 小時	健保編號	08132C
報告核發時間	急件:1 小時,普通件:當班	支付點數	367
採檢前(時)注意事項	1)靜脈採血，使用21G 或19G針頭。 2.)若採血過程中靜脈破裂或血流停止的話，需將樣本丟棄不可使用。並更換其他靜脈採血 3)採血後須立即將試管內添加劑與血液混和，儘速於室溫 1 小時內送檢(不可以冰送)。前七天禁食或停止使用抗血小板凝集物品(血小板抑制劑的用藥監控列外)，例如：阿司匹靈止痛藥物(Aspirin)、具活血抗凝之中藥、洋蔥、大蒜、黑木耳等食物。	備註	建議先行瞭解病人病史及血球容積比 (<35%) 或血小板數目 (<150,000/ μ L) 是否異常
操作組別	血液組		
臨床意義	秒數異常升高可能表示有血小板無力症、假性血友病(vWF 缺乏)、Bernard-Soulier syndrome 或多種藥物所引起的血小板功能障礙，應建議病人可執行其他確認檢測。同時注意其出血的危險發生。		