

檢驗項目	Von Willebrand factor Ag (vWF:Ag)	檢驗代號	L72-264
中文名稱	類血友病因子定量		
檢體別	Whole blood	檢驗方法	酵素免疫螢光檢測法
採檢容器	5ml 藍蓋採血管 (含 0.5 mL 3.2% Sodium Citrate 抗凝固劑) 2.0ml 藍蓋小採血管(幼兒專用) (含 0.2 mL 3.2% Sodium Citrate 抗凝固劑)		ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)
檢體量	5 mL (成人) 2 mL (幼兒)	參考值	52~120
送檢時間	24 小時收檢	單位	%
操作時間	每二週 W2(月初及月中)	健保編號	08118B
報告核發時間	普通件:操作日當天	支付點數	400
採檢前(時)注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靜脈採血，使用21G 或19G針頭。 2. 若採血過程中靜脈破裂或血流停止的話，需將樣本丟棄不可使用。並更換其他靜脈採血 3. 採血後須立即將試管內添加劑與血液混和均勻，儘速送檢。 4. 前七天禁食或停止使用抗血小板凝集物品(血小板抑制劑的用藥監控列外)，例如：阿司匹靈止痛藥物(Aspirine)、具活血抗凝之中藥、洋蔥、大蒜、黑木耳等食物。 	備註	自費 600 元
操作組別	血液鏡檢組		
臨床意義 病人檢驗結果於參考範圍內表示血小板功能為正常，落在參考範圍下限以下時表示 vWF 數量為不足、血中 vWF 缺乏。vWF 濃度提供協助 vWD 疾病的診斷，評估檢測結果時應同時考量病患病史、臨床醫師的檢查，及血球容積比 (<35%) 或血小板數目 (<150,000/ μ L)、PFA 100 是否符合。			