

林口 檢驗醫學科 檢驗通告

內容 主旨：檢驗醫學科即日起L72-571\* NT-ProBNP(N terminal pro B type natriuretic peptide) 參考值  
格式異動，請查照

說明：

1. 本科依臨床服務之需求,即日起提供L72-571\*NT-ProBNP不同年齡分層之參考值。
2. NT-pro BNP詳細檢驗相關說明，如附件一。

參考值異動如下：

檢驗代號	原參考值	新參考值
L72-571	<125	<125 pg/ mL 心衰竭閾值450 pg/ mL(<50Y) 心衰竭閾值900pg/ mL (50-75Y) 心衰竭閾值 1800 pg/ mL(>75Y)

3. 如有相關問題請洽詢生化軌道組王碧娥組長，TEL：403-2526、GSM：67818

林口 檢驗醫學科 啟


附件 01. 附件一 [採檢手冊](#)

列印

長庚醫療財團法人 - 電子公告

網站內容為 長庚醫療財團法人 所有，請勿任意轉載，並遵守醫院各項相關規定使用

瀏覽人次 4

建檔日期	2017.8.1	更新日期	2019.07.03		
檢驗項目	N terminal pro B type natriuretic peptide (NT-ProBNP)	檢驗代號	L72-571*		
中文名稱	N端前B型利納利尿胜?	檢驗方法	電化學發光免疫分析法		
檢體別 (中英文查詢)	Blood		ECLIA		
採檢容器	綠蓋採血管 金黃蓋採血管 紫蓋採血管 (含K2EDTA抗凝固劑)	採檢容器圖片 (點選圖片可查詳細說明)			
檢體量	3 mL	參考值	<125 心衰竭關值 450 (<50Y) 心衰竭關值 900 (50-75Y) 心衰竭關值 1800 (>75Y)		
送檢時間	24小時收檢	單位	pg/ mL		
操作時間	隨到隨做	健保編號	12193B		
報告核發時間	急診:30分, 急件:1小時	支付點數	800	自費檢驗	1040 元
採檢前(時)注意事項	採檢後請儘快送檢	備註			
檢體儲存運送		檢體拒收退件說明	微生物檢體 其他檢體		
檢體適當處理後並密封 (冷藏(4℃)穩定保存期限)		檢體重複檢驗規定	重複檢驗相關規定 林口(403)2550轉512或513 台北(412)3654、3655 桃園(463)2051、2053		
操作單位(組別)	生化軌道組	連絡電話 (本科所有電話)			
白話醫學(連)		長庚醫訊 (檢驗相關詳導)			
臨床意義	N terminal pro B type natriuretic peptide (NT-ProBNP),半衰期約120分鐘,可幫助診斷鬱血性心臟病與輕微心臟失能。鬱血性心臟病人心衰竭嚴重程度也可透過本檢驗評估。NT-ProBNP可應用於急性冠心症與鬱血性心衰竭病人風險評估,同時,也應用於左心室失能病人治療效果監控。NT-pro BNP參考值為<125 pg/ mL,若有急性心衰竭之風險:<50歲急性心衰竭關值為450 pg/ mL、50-75歲急性心衰竭關值為900 pg/ mL、>75歲急性心衰竭關值為1800 pg/ mL。				