

部門設備維復資料查詢

當月應保養設備 部門資產查詢 設備維復統計 計畫保養設備 首頁 

檔案編號：48904 輸入

檔案編號48904(正子電腦斷層掃描儀)的206筆維復記錄如下：

排序：請修日期 ▾ 第一頁 前一頁 後一頁 最後一頁 1/14

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註	本單編號
2024/04/15	2024/04/15	002PET DAILY QC FAIL	01PET DETECTOR校正值偏移	01執行SETUP校正	2:16	46邱柏豪	重插2/8訊號線，校正後正常	93041767
2024/04/13	2024/04/13	001CT無法執行CHECKUP	08XGS MODULE不良	02調整XGS電壓	5:36	46邱柏豪	/待料	93041644
2024/04/04	2024/04/04	002PET DAILY QC FAIL	02PET DETECTOR BLOCK不良	01更換DETECTOR BLOCK	4:0	46邱柏豪	更換6PC，2/0、2/1、2/8、7/8、10/15、11/8	93040814
2024/04/01	2024/04/01	028無法開機	05機房冷氣跳脫	01覆歸機房冷氣	2:33	46邱柏豪	冷氣跳電	93040368
2024/03/18	2024/03/18	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	5:0	46邱柏豪	TUBESUAGE 1034500秒，PRS電腦整修	73030881
2024/03/13	2024/03/14	001CT無法執行CHECKUP	08XGS MODULE不良	01更換XGS MODULE	9:8	46邱柏豪	品名：PDC CONTROL	93038329
2024/03/11	2024/03/11	011PET影像無法重組	01PRS工作站顯示卡不良	02更換顯示卡	4:5	46邱柏豪		93038098
2024/03/07	2024/03/07	018MMWP工作站無法開機	03硬碟不良	01更換硬碟	9:18	46邱柏豪	SSD硬碟	93037649
2024/02/14	2024/02/14	037WATER COOLING 漏水	01WATER COOLING MODULE不良	0101整修WATER COOLING MODULE	3:52	46邱柏豪	分接管漏水，整修後正常	93025321
2024/01/22	2024/01/22	002PET DAILY QC FAIL	03醫院冰水系統停止運作	0101復歸冰水系統	1:16	46邱柏豪		93013238
2023/12/26	2023/12/26	002PET DAILY QC FAIL	03醫院冰水系統停止運作	0101復歸冰水系統	1:55	46邱柏豪		92120453
2023/12/20	2023/12/20	021PRS電腦無法連線	02系統硬碟不良	0101更換系統硬碟	6:10	46邱柏豪	更換系統及影像硬碟為SSD	92129948
2023/12/17	2023/12/17	定期保養，清潔	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	4:0	46邱	TUBESUAGE 978431秒，PET	72120855

		設備內外 部			柏 豪	DETECTOR不 良，待料	
2023/12/13	2023/12/13	001CT無 法執行 CHECKUP	07COLLIMATOR 不良	<u>02更換PHOTO SENSOR</u>	3:22	46 邱 柏 豪 CARDIO WEDGE FILTER，更換 F1POS1&F1POS2	92129201
2023/12/08	2023/12/08	026LQS8 工作站無 法開啟 SYNGO	02硬碟不良	<u>01更換硬碟及SATA線</u>	2:11	46 邱 柏 豪	92128812
<u>12345678910...</u>							