

長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 麻醉科系

適用對象(麻醉技術師、員)

麻醉 999 箱設備標準操作規範

編號：AUNQ01-000+B00

2013 年 05 月 10 日 制訂公佈

2021 年 08 月 03 日 第 6 次 修訂

使 用 規 定

- 一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。
- 二、倘若對所訂內容有疑問，應即向直屬主管請教，務必求得徹底瞭解為止。
- 三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更為完整。

目 錄

一、 工作職責	7-1
二、 操作標準	7-2
三、 異常處理狀況	7-7

壹、工作職責

總頁數：7

頁數：7-1

一、工作目的

本設備標準儀器工作規範，提供麻醉護理專業人員有正確標準儀器操作程序，以確保參與 999 急救作業時能確保病人之生命安全，並藉由量化標準、制式規格，以供所有人員作為依據。

二、工作項目

(一) 麻醉 999 箱擺設

貳、操作標準

編號：AUNQ01+B00

總頁數：7

頁數：7-2

項目	細目	管制基準	操作說明	注意事項	異常處理		
壹、 麻醉 999 箱設定	壹、 999 箱 內設置 一、插管用具 二、oral&nas alairway suction tube 14Fr 三、6.5、 7.5Endo 四、急救藥物 五、新增公共區 域插管專用包 內容物:1. 透明 防護面罩 2. N95 口罩 3. 防水隔 離衣 4. 6.0~7.5 手套 5. 75%乾洗 手酒精 6. 護目 鏡	設定之基準以第 一時間維持病人 之呼吸道通暢及 維持生理血循之 提升，已達急救之 目的 確保病人之生命 安全	1. 麻醉科 999 箱之內部設定量如下：		1.請注意有效日期 之監測，並定期更 換過期之物品 2.若發現物品缺料 時應追溯是否為漏 計價或消耗品 3.每天點班時應測 試喉頭鏡之光度是 否充足		
			材料	數量		材料	數量
			握柄	1		airway90	2
			喉鏡 0 直	1		airway80	1
			喉鏡 1 直	1		airway60	1
			喉鏡 2 直	1		999 箱 43	1
			喉鏡 3 直	1		magile	1
			喉鏡 1 彎	1		stylet	4
			喉鏡 2 彎	1		換管通條	2
			喉鏡 3 彎	1		LMA4	1
			6.5 號 Endo	1		LMA3	1
			7.0 號 Endo	1		LMA2	1
			7.5 號 Endo	1		nasal airway7.0-7.5Fr	1
			Ambu	1		張口器	1
						Mask	1
			2. 請確實遵循點單原則，並登錄點班動作				

貳、操作標準

編號：AUNQ01+B07

總頁數：7

頁數：7-3

項目	細目	管制基準	操作說明	注意事項	異常處理
貳、必須 定時 統一 規範 全科 用品 之清 潔時 刻表		避免因外攜物品遭感染 之危害	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由外攜入 999 箱後應先行操作外箱之消毒工作 2. 以 75%酒精噴灑外箱，行消毒工作並等待外箱乾燥 3. 將外用之物品行替換之動作，若為消耗性物料則補充物料，若為重消物品則交與消毒員行高層次消毒，但是應先行更換新物補入，不可有空窗期 	預防有空窗期之產生 應及時補充物料	
參、病人 資料 登錄		登錄病人資料以做統計 追蹤	登錄病人資料以供 999 作業 之統計分析	應注意病人隱私，將 資料小心存放	

標準作業規範：

依作業程序逐項敘述各細目作業之操作目的、作業適用範圍、使用器材(工具)、操作說明(或管制基準)、注意事項及異常處理對策。

1. 操作目的：敘述標準操作流程執行之基本精神。
 2. 作業適用範圍：敘述作業所能涵蓋應用之業務範圍。
 3. 使用器材：敘述作業執行時會應用之器材或工具。
 4. 操作說明或作業流程：敘述操作或作業的標準程序、方法或設備操作、運轉、檢查的標準程序。
 5. 注意事項：敘述各作業細目需注意之操作程序、方法及異常防範方法、作業安全、品質管制及設備預防保養等應注意事項。
-

編號：AUNQ01+B07

麻醉工作車設備標準作業規範(一)

高醫 麻醉科

作業目的	適用範圍	使用器材、工具			
本設備標準儀器工作規範，提供麻醉護理專業人員有正確標準儀器操作程序，以確保參與 999 急救作業時，能確保 air way 維持通暢，病人之生命安全，並藉由量化標準、制式規格，以供所有人員作為依據。	全院呼叫 999 之作業範圍	材料	數量	材料	數量
		握柄	1	airway90	2
		喉鏡 0 直	1	airway80	1
		喉鏡 1 直	1	airway60	1
		喉鏡 2 直	1	airway43	1
		喉鏡 3 直	1	magile	1
		喉鏡 1 彎	1	stylet	4
		喉鏡 2 彎	1	換管通條	2
		喉鏡 3 彎	1	LMA4	1
		6.5 號 Endo	1	LMA3	1
		7.0 號 Endo	1	LMA2	1
		7.5 號 Endo	1	nasal airway1.0-7.5Fr	1
		Ambu	1	張口器	1
		Mask	1		
		公佈日期：2013 年 05 月	修訂日期：2021 年 8 月 03 日第 6 次修訂		

麻醉工作車設備標準作業規範(二)

編號：AUNQ01+B07

總頁數：7

頁數：7-5

項次	操作說明或作業流程	注意事項
<p>壹、 麻醉 999 箱設定</p> <p>貳、 必須定時 統一規範 全科用品 之清潔時 刻表</p> <p>參、病人資 料登錄</p>	<p>一、工作車內設置插管工具 二、工作車內設置常備耗材</p> <p>避免因外攜物品遭感染之危害</p> <p>1. 登錄病人資料以做統計追蹤 2. 如有插管計價方式為 G11-047 (大人)、 M32-043 (小兒) 3. 如有使用耗材立即補充。</p>	<p>1. 請依照麻醉科 999 箱之內部設定量並行點班動作 2. 請確實遵循點單原則，並登錄點班動作 3. 請注意有效日期之監測，並定期更換過期之物品 4. 若發現物品缺料時應追朔是否為漏計價或消耗品 5. 點班時應測試喉頭鏡之光度是否充足。</p> <p>1. 由外攜入 999 箱後應先行操作外箱之消毒工作 2. 以 75%酒精噴灑外箱. 行消毒工作並等待外箱乾燥 3. 將外用之物品行替換之動作，若為消耗性物料則補充物料，若為重消物品則交與消毒員行高層次消毒，但是應先行更換新物補入，不可有空窗期</p> <p>1. 登錄病人資料以供 999 作業之統計分析 2. 應注意病人隱私，將資料小心存放 3. 帳單一式兩聯，正聯原單位批價，副聯麻醉科材料室查帳。</p>
公佈日期：2013 年 05 月		修訂日期：2021 年 8 月 03 日第 6 次修訂

麻醉工作車設備標準作業規範(三)

編號：AUNQ01+B07

總頁數：7

頁數：7-6

1. 依據做 102 年度夜規範修訂準則增設

公佈日期：2013 年 05 月 修訂日期：2021 年 8 月 03 日第 6 次修訂

參、異常狀況及處理對策

總頁數：7

頁數：7-7

異常狀況	發生原因	處理對策
<p>一、999 箱損壞</p> <p>二、999 箱內物料不足</p>	<p>1.使用不當 2.使用年限過久</p> <p>使用後未及時補充或無點班</p>	<p>1..建立 999 箱使用工作規範 2.全面更新</p> <p>1. 每天點班 9AM 前完成 2. 使用後依據使用量補充</p>
<p>公佈日期：2013 年 05 月</p>		<p>修訂日期：2021 年 8 月 03 日第 6 次修訂</p>