

檢驗項目	HIV 1+2 Ab	檢驗代號	L72-957
中文名稱	HIV-I+II 抗體檢查		
檢體別	B	檢驗方法	電子化學冷光免疫分析法
採檢容器	金黃色蓋 SST 採血管		electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)
檢體量	3 mL	參考值	Negative
送檢時間	W1~W5 8:30~21:00; W6 8:30~16:30	單位	
操作時間	W1~W5	健保編號	14049C
報告核發時間	操作日當天	支付點數	240
採檢前(時)注意事項	要填寫 <u>人類免疫缺乏病毒篩檢同意書</u>	備註	
操作組別	病毒組		
<p>臨床意義</p> <p>通常在感染 HIV 6-12 星期後抗體會出現,但在血液中可能無法測得(空窗期)。第四代檢驗試劑,除可同時檢測 HIV 病毒 type 1, type2, group O 之抗體,同時可測得 HIV 病毒 P24 抗原。較第三代抗體篩檢試劑可有效縮短空窗期約 6 天。</p> <p>少數孕婦及有自體免疫疾病之個案可能會出現偽陽性反應,若 HIVAg/Ab 篩檢為陽性,須再重新抽血,若兩次皆為陽性,則應進行 L72-958 HIV 抗體 western blot 確認試驗;若 western blot 結果呈陰性 (Negative) 或無法確認 (Indeterminate) 者建議於兩週後採檢再一次進行確認試驗。</p>			