



1、目的

為推展自費及院所間代檢作業，以因應健保給付制度之改變並促進與各醫療院所間聯盟交流有所依據，特訂定本作業規範。

2、適用範圍

主要推展對象包含檢驗、醫療院所委託代檢及一般民眾或公司團體自費檢驗等。

3、紀錄

所有代檢檢驗原單及各項代檢文件至少應保存兩年。

4、體轉檢分類及作業流程

4.1. 各項體轉檢依其檢驗性質不同，共分為五類，說明如下：

A 類：經常性體檢，如院內員工體檢、新進人員體檢及人工腎臟科病患定期檢驗等。

B 類：由家醫科所負責承攬之公司團體體檢作業，且該類體檢得需經由醫師理學檢查等，如公司團體之勞工體檢。

C 類：指由本科自行接洽之體檢作業且不需經得醫師理學檢查，例如學校、公司團體自費檢驗等。

D 類：指具合約性之體轉檢作業，如醫療院所之代檢作業。

R 類：院外合約或自行繳費之研究計畫代檢作業。

X 類：其他零星體檢且已先繳費後再行檢驗。

4.2. 作業流程如附圖一說明。

4.3. 檢體保存：

除特殊檢體(如外勞陽性檢體)另有規定外，均依本科檢體保存期限規定予以保存檢體。

5、洽談及簽約

5.1. 洽談：

5.1.1. D, R, X 類院外委託洽談時，由醫檢主任指定專人負責，並依附件一「代檢接洽單」內容執行洽談記錄。包含合約價格、要求提供之服務、檢驗樣品運送方式、檢驗報告回覆方式、收費計價作業及合約實施預定日期等。洽談過程隨時與醫檢主任討論並提報。

5.1.2. B 類主要由家醫科負責對外承攬公司團體體檢作業，本科配合協助作業之進行。

5.1.3. 洽談時可提供本科相關之宣傳單張（例如重金屬毒物尿液篩檢）及檢驗手冊以資參考。

5.2. 簽約：（代檢作業）

5.2.1. 經過洽談後，對方如對本科服務程序滿意，並樂意簽訂合約書，本科將依洽談內容，儘可能配合對方要求，並遵守合約書上約定之條款。每次簽約，期限為二年為原則。

5.2.2. 收費標準：主要以健保收費價（點數）為基本依據，一般如只簽重金屬代檢合約是不給予折扣；其他項目則另以其代檢外送數量及金額數而定。經洽談後依照對方及我方認同之折扣數後，呈送醫檢主任及主管核定。

5.2.3. 撰寫簽呈，提報核准。所需附件如下：

a. 一般醫療院所：

(i). 醫療院所職業執照影本。

(ii). 醫療院所負責人專科醫師證書影本（如檢驗所負責人則以醫檢書證書影本）。

(iii). 檢體聯絡人身份證影本及聯絡電話。

b. 公司行號：



- (i). 公司行號職業執照影本。
 - (ii). 公司行號負責人身份證影本。
 - (iii). 檢體聯絡人身份證影本及聯絡電話
 - c. 合約內容必要時須洽本院法務單位提供意見。
 - d. 簽約核准後，應由本科經理另會其他院內相關科別，如核醫科、血液科及風免科等。
 - e. 續約：依各合約院所約期屆滿前二個月應主動通知詢問是否續約，如要續約，則依上述 C. 點作業辦理，新合約簽訂前可依合約院所送檢項目與數量評估是否續約或調整收費標準。
- 5.2.4. 合約內容如附件二合約樣張，一式兩份，雙方各持一份。
- 5.3. 公司別（醫療院所）代號編碼原則：
- 5.3.1. 經簽完合約後，由科務室人員編訂公司代碼別，並鍵入電腦中建檔；如有優惠折扣，則另交由品管醫檢師洪忠志設定電腦管理。
 - 5.3.2. 代號固定為四位數，即體轉檢類別英文代碼+後三位流水編號，如長庚紀念醫院年度員工體檢為 A001，合約院所聖保祿醫院為 D001。電腦收件方式如附圖二。
 - 5.3.3. 編碼負責人員： D.X.R 類 - 科務體檢組
A.B.C 類 - 抽血組組長
- 5.4. 代檢檢體病歷號收件原則：
- 5.4.1. 公司別代碼+送檢單位提供的序號。
 - 5.4.2. 大量整批的研究計劃檢體，如不上病歷，本科可用簡單編號 R000+序號收件，以節省大批收件人力。

6、代檢作業合約審查

- 6.1. 所有醫療院所若欲委託本科代檢，必須先與本院簽訂代檢合作契約，由雙方院所各執一份合約，以為憑據
- 6.2. 此項代檢合約包含一般醫療院所代檢合約、健康檢查合約、勞工體檢合約及外勞健診合約等，若為大量或特殊檢驗要求實驗室配合辦理，應考量實驗室現有資源，如人員配置現況、檢驗程序方法、試劑耗材庫存狀況，而決定是否可以承辦該業務。
- 6.3. 合約審查分為技術審查與行政審查，技術審查包括要求之檢驗項目、報告時間(TAT)、儀器設備、檢驗方法、試劑庫存量、檢體收集與運送品質；行政審查包括檢驗作業時間、價錢、檢驗報告格式與方式等，相關審查紀錄(表單編號：SCP0407-01 代檢合約要項審查紀錄)，應呈科主任核可後，再另以簽呈方式提報院方同意後實施。
- 6.4. 合約生效後，如必須修改合約內容，應重複進行相同之合約審查程序，且任何修改應傳達至所有受影響之人員
- 6.5. 合約內容可包含但不限於下列內容
 - 6.5.1. 合約期間
 - 6.5.2. 檢驗項目
 - 6.5.3. 收費標準
 - 6.5.4. 郵寄費用
 - 6.5.5. 檢體與檢驗報告之寄送
 - 6.5.6. 收費方式
 - 6.5.7. 檢驗結果解釋之責任歸屬
 - 6.5.8. 檢驗方法或其他相關事項變更之告知
 - 6.5.9. 附則
 - 6.5.10. 管轄法院



7、代檢作業樣品採集

7.1. 檢驗申請(Test ordering)

7.1.1. 採檢事前準備及採檢指導手冊

- a. 可參照本科所訂「檢驗醫學科檢驗手冊」之內容說明。
- b. 本科另有提供網路檢驗諮詢服務，檢驗諮詢服務網站，另有專人負責定期更新維護，目前由電腦醫檢師林志遠負責；網址：
<http://www.cgmh.org.tw/intr/intr2/c3920/index.htm>
- c. 「檢驗醫學科檢驗手冊」及網路諮詢服務內容包含檢驗項目名稱、使用檢體量、參考值、採檢指導、檢驗方法及檢驗完成時間等。

7.1.2. 申請格式

- a. 合約院所依病患資料及檢驗項目，填入「長庚紀念醫院·檢驗醫學科轉檢單」如附件三。
- b. 轉檢單目前皆委託「宇晨印刷公司」印製，並填報填貼單報銷。

轉檢單內容包含

姓名
病歷號碼
合約院所（公司別）代號
採檢時間
檢體保存溫度
檢體別
開單日期

檢驗項目：依各檢驗功能分類，項目包括各代檢單位常勾選之檢驗項目。

7.2. 各類採檢試管說明，如附表一。

採檢試管領用：各院所向本科領取之採檢耗材，由科務室負責接受申請、發送並記錄存檔。

8、樣品運送

8.1. 運送時間：

- 8.1.1. 檢體採集後，應儘快送達檢驗室作進一步處理。因為血液細胞在試管中仍然具有生命，會繼續進行代謝作用，影響某些檢測值的準確性。
- 8.1.2. 血液檢體採檢後，如檢測樣品為血清（漿）檢體，最好能於一小時內送達檢驗室。若無法如時送達檢驗室，應於抽血後兩小時內，先作離心處理，分離血清（漿）並放置 4°C 保存。
- 8.1.3. 尿液檢體應在一小時內送到檢驗室，並於兩小時內檢測完成。若無法立即檢驗，應於採檢後立刻放入 4°C 冰箱保存，可保存 6-8 小時，但 Bilirubin 與 Urobilinogen 會逐漸下降。
- 8.1.4. 血液凝固檢驗檢體若無法立刻送到檢驗室，抽血蓋頭先不要打開，並置放 2~4°C 保存；或可先分離出血漿，置放於 18~24°C 可保持 24 小時。
- 8.1.5. 全套血球計數檢驗（CBC），可在室溫保存下 24 小時內進行檢測；但白血球分類計數檢驗，則必須在 4 小時內完成。
- 8.1.6. 血糖檢驗如未有使用 NaF 保存劑，採檢後應在 2 小時內完成檢驗；或進行離心分離血清，並置放於 4°C 冰箱，可存放 24 小時。
- 8.1.7. 其他可參考本科網路上採檢注意事項或檢驗手冊內容。

8.2. 檢體運送方式：

- 8.2.1. 合約院所外務人員自行送檢，如元慶檢驗所，有專任之送檢外務員。



8.2.2. 本企業合約快遞。

8.2.3. 本企業合約之交通公司，如聖保祿醫院。

8.3. 院外委託檢體輸送流程

8.3.1. 院外委託之檢驗檢體，由各院所負責採檢。

8.3.2. 本科有提供輸送箱供檢體各院所使用（如附圖三），內含冰電，包裝妥當，並聯絡合約快遞公司遞送檢體或依各種。（檢體輸送箱遞回院所，約為一星期或累積至 7 個檢體箱）

8.3.3. 合約院所將檢體物件交由合約快遞公司或專人遞送。

8.3.4. 送檢人員將檢體物件送至本科二樓行政組，由庶務員負責簽收及盤點，並交由相關組別處理及檢測。

9、樣品簽收及編號

9.1. 院外轉委託檢體，應送至本科二樓行政組，則由庶務員負責簽收記錄並核對檢驗單及檢體，簽收表如附表二「檢驗醫學科·院外體檢、代(轉)檢作業簽收表」。須於表格中確實紀錄委託單位送出檢體的時間及本科收到檢體的時間。

9.2. 核對內容包括：

9.2.1. 樣品標籤是否完整，樣品標籤內容應包括：

病患姓名

病歷號碼

採樣日期

9.2.2. 轉檢委託單資料內容應包括：

病患姓名

病歷號碼

合約院所代號

送檢時間

檢體保存溫度

檢體別

檢驗項目（若為手工書寫檢驗代號或名稱，如有任何不確定處，須打電話確認）

9.2.3. 容器是否破損

9.2.4. 檢體量是否足夠做檢測

9.2.5. 是否依規定方式保存

9.2.6. 採檢時間在可接受範圍內

9.2.7. 檢測項目與採檢容器是否相符

9.3. 若核對內容不符合，則對該樣品不予接受或要求重新採樣，並將核對結果登記於「院外體、轉檢送檢異常登記表」，如附表三。若為院外委託單位自行送樣者，因特殊原因送樣單位無法補送樣品，應於備註欄加以註明。

9.4. 簽收人員核對上述內容後，須於樣品簽收單上予以簽收。

9.5. 檢測號碼編號原則

組別代號(英文字母 1 碼)+月份(2 碼)+日期(2 碼)+流水號(5 碼)，共為 10 碼。

組別代號請參考各組代碼。

10、收件登錄

10.1. 樣品檢測編號：

由技術員、庶務員或醫檢師(支援)核對轉檢單及樣品試管上之病患資料無誤後，將檢測編號貼在轉檢單上，另將檢測編號條碼貼在樣品試管上。

10.2. 樣品電腦收件登錄: (請參考各組別「書記操作規範」)



10.2.1. 轉檢單交由庶務員電腦收件登錄。檢驗原單由班長保存，以便日後列印核對使用。

10.2.2. 收件病歷號碼編碼原則

院所公司別代號+月份(2碼)+日期(2碼)+病歷號碼，收件病歷號碼最多可供輸入 12 位數。如合約院所聖保祿醫院院所代號為 D001，甲病患病歷號為 1234，收件病歷號碼為 D00110051234。

10.3. 樣品檢測分析：

樣品試管貼上檢測編號條碼貼後，由醫檢師依照轉檢單上之檢驗項目進行分析。

11、樣品轉出及轉委託院外流程

11.1. 院外委託樣品轉出及轉委託院外代檢作業，主要是針對本科接受院外代檢作業目前尚未開設之檢驗項目，並得另外轉送其他單位檢驗。

11.2. 樣品轉出可分為二類：

11.2.1. 轉介院內相關科別，如核醫科、神內科、風免科、血液科及兒研部等科別。

11.2.2. 轉介院外檢驗單位，目前委託院外檢驗以 L72-499 Stone analysis 項目為主；並合約委託台北「聯合醫事檢驗所」代檢，如為藥物濫用項目則轉送台北榮總毒物室。

11.2.3. 轉介單位之常見之檢驗項目如附件五。

11.2.4. 由庶務員填寫「長庚紀念醫院檢驗醫學科轉介檢驗單」如附件六。

11.3. 樣品轉出及轉委託院外檢驗作業流程，可參考圖四「檢驗醫學科接收院外轉檢項目轉介其他單位處理流程」，說明如下：

11.3.1. 院外合約醫療院所將檢體包裝整理妥當後，交由快遞公司人員遞送至本科。

11.3.2. 送至二樓檢驗室，則由庶務員負責簽收盤點，並記錄在「院外體檢、代(轉)檢作業簽收單」。

11.3.3. 技術員進行檢體編號核對項目時，若發現有非本科之檢驗項目，則另外挑出分裝檢體，連同檢驗單再交由庶務員進行移單作業。

11.3.4. 樣品轉出分為兩部分，說明如下：

a. 轉介院內其他檢驗單位

(i). 轉介之檢體，存放於「血清、病毒檢體儲存小冰箱」(生化檢體處理桌後側)

(ii). 由書記班長通知轉介之檢驗單位前來收檢體，並將檢體相關資料記錄於「院外檢體轉介其他單位檢驗記錄表」，如附表四。

(iii). 各單位分派專人前來收檢體，並於「院外檢體轉介其他單位檢驗記錄表」之檢體簽收欄簽章確認。

b. 轉委託院外檢驗單位

(i). 委託院外之檢體，由庶務員收到檢體後交給科務室侯翠梅小姐。

(ii). 由侯翠梅小姐將檢體相關資料記錄於「院外檢體轉介其他單位檢驗記錄表」並通知院外委託檢驗之單位，將檢體轉寄送至台北抽血櫃檯處，再由委託院外之檢驗單位前來收檢。

(iii). 台北抽血櫃檯收件後，另行將檢體資料記錄於「檢驗醫學科院外檢體轉介院內其他單位檢驗暨檢體委託院外單位檢驗記錄表」。

(iv). 院外委託單位之收檢人員前來收檢，並於「院外檢體轉介其他單位檢驗記錄表」之檢體簽收欄簽章確認。(註：林口-台北院區間之檢體寄送則依照「檢驗醫學科·院區間檢體輸送作業規範」內容執行)

12、檢驗結果回覆

12.1. 書記人員持院外轉檢單，列印檢驗報告

12.2. 轉介院內其他單位檢驗結果回覆至本科

12.2.1. 書記班長負責檢驗結果完成之跟催。



- 12.2.2. 院內各單位之檢驗完成後，檢驗報告須遞送回本科行政組。
- 12.2.3. 庶務員收到回覆之檢驗報告單，另於「檢驗醫學科院外檢體轉介院內其他單位檢驗暨檢體委託院外單位檢驗記錄表」之檢驗報告回覆簽收欄簽章確認。
- 12.3. 委託院外單位檢驗結果回覆至本科
- 12.3.1. 侯翠梅小姐負責檢驗結果完成之跟催。
- 12.3.2. 院外委託單位之檢驗完成後，均已上電腦並可在電腦上查詢，檢驗報告遞送回本科台北抽血櫃檯處。
- 12.3.3. 台北抽血櫃檯人員收到回覆之檢驗報告單，另於「檢驗醫學科院外檢體轉介院內其他單位檢驗暨檢體委託院外單位檢驗記錄表」之檢驗報告回覆簽收欄簽章確認
- 12.3.4. 回覆之檢驗報告單，由台北抽血櫃檯班長寄送回林口科務室侯翠梅小姐處，登記完後，再遞送給行政組彙總。
- 註：如果委託院外代檢的項目是 L72-499 STONE ANALYSIS，則須先將檢驗報告遞交給台北組庶務員，登記檢驗結果，及整理記帳作業後，再寄回林口科務室。
- 12.4. 庶務員整理檢驗報告歸檔，分別置放於電腦桌上之各公司別分隔架，再依合約院所需求，以傳真或電子郵件遞送方式及時回覆檢驗結果，有些院所則逕由其外務員每日送檢時自行取回或改以郵件寄送方式回覆。
- 12.4.1. 傳真回覆給驗結果：
- a. 本科傳真機號碼：03-3272336（亦是本科院外聯絡專線）置放於書記工作現場。
- b. 傳真時應做登記，並記錄在「行政組-傳真機傳送及接收使用登記表」如附件七。
- 12.4.2. 電子郵件遞送檢驗結果：
- a. 本科對外電子郵件位址為 sample@adm.cgmh.org.tw，目前固定設於行政組書記 L961 電腦終端機。
- b. 每日十點前由電腦醫檢師下載合約院所別之檢驗結果並寄送元慶檢驗所、東元醫院。下載作業流程如附件八。
- c. 下載後之資料經整理彙總後，依各合約院所別分別放入 L907 電腦預先存設之資料夾中。
- d. 每日十點，由書記依各合約院所提供之電子郵件位址，分別寄送檢驗結果。
- e. 先前以傳真或電子郵件遞送方式回覆檢驗結果之正式檢驗電腦單，一律交給科務室侯翠梅小姐另再以郵件寄送回覆處理。

13、帳務處理作業


- 13.1. 帳務處理作業流程，如附圖五。
- 13.2. 每月五日前，由科務室電腦醫檢師林志遠負責列印月報彙總表，並依序傳交行政組書記班長，抽血檢驗組長等，核閱資料之正確性。
- 13.3. 另由科務室醫檢師林志遠列印各相關院所對帳單明細表以便對帳使用。
- 13.4. 各組審核月報表後，於每月十日前交至科務室侯翠梅小姐處製作記帳通知單。
- 13.5. 覆核（1）：科務體檢組長覆核資料，並製作月報統計表，如附表。
- 13.6. 覆核（2）：醫檢主任。
- 13.7. 核簽：科（系）主任。
- 13.8. 寄交醫事處帳務組，處理帳款作業及通知繳款。（目前由吳蕙真小姐負責。聯絡電話：3196）



附圖一：院外代檢流程圖

檢驗醫學科院外體、轉（代）檢作業流程

項目	流 程	負責人	表單	說明
洽談及簽約	<pre> graph TD subgraph ADE [A、D、E類院外委託] A1[A、D、E類院外委託] --> A2[接洽面談] A2 --> A3[簽訂合約] end subgraph BC [B、C類院外體檢] B1[B、C類院外體檢] --> B2[接洽面談] end A3 --> J1(()) B2 --> J1 style J1 width:0px,height:0px </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. D.E 類院外委託代檢：科務體檢組長 2. A.B.C 類院外體檢作業：抽血檢驗組長或家醫科專員 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自接體檢作業(配合家醫科作業)：體檢表單、自設檢驗表單 2. 院外委託合約院所：轉檢單或委託單 	<p>合約簽呈所需附件：</p> <ol style="list-style-type: none"> A. 醫療院所或公司開業執照影本 B. 醫療院所或公司負責人相關證書影本 C. 檢體遞送聯絡人身份證影本及聯絡電話
樣品採集及輸送	<pre> graph TD subgraph Self [院所自行採檢] S1[院所自行採檢] --> S2[檢體輸送] end subgraph Hospital [本科負責採檢] H1[本科負責採檢] --> H2[檢體輸送] end S2 --> J2(()) H2 --> J2 style J2 width:0px,height:0px </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. B.C 類檢體採集：抽血技術員 2. 院外委託院所：自行採檢 3. 檢體輸送：收檢人員或快遞公司 	使用表單同上	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢體採集時應確實核對病患姓名及檢驗項目 2. 樣品輸送過程中應妥善保存，避免洩漏
樣品簽收及編號	<pre> graph TD L1{實驗室簽收分發} --> L2[檢體編號] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簽收人員：庶務員、技術員 2. 檢體編號：技術員、庶務員、醫檢師 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢驗使用表單同上 2. 簽收：院外體檢、代轉檢簽收單 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簽收時應確實盤點及核對 2. 發現送檢異常則應立刻處理通知對方並作記錄 3. 樣品編號依各組編號原則
登 收 錄 件	<pre> graph TD R1[電腦收件登錄] --> R2[登錄] </pre>	收件登錄：庶務員	使用表單同上	
檢驗分析及覈發結果	<pre> graph TD T1[樣品檢測] --> T2[結果登錄] T2 --> T3[驗證覈發] T3 --> T4[列印報告] T1 --> T5[剩餘樣品] T5 --> T6[整理包裝] T6 --> T7[儲存樣品] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢測：醫檢師 2. 結果登錄：庶務員、醫檢師 3. 結果驗證：醫檢師 4. 剩餘樣品整理包裝：醫檢師 5. 報告列印：庶務員 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢驗使用表單同上 2. 臨床病理檢驗報告單 	剩餘樣品應包裝妥當並放入適當之儲存環境，如 4℃ 冷藏或低溫冰凍保存，以便檢體異常之復驗。





附圖二，電腦收件作業 - 院外代檢資料建檔

標準維護螢幕 - [2001.02.28 使用者]

Q查詢 G登記 R收件 E輸入 Y驗證 P報表 I儀器 O維護 M微生物組 品管 D修改刪除 E離開 視窗(W)

長庚紀念醫院檢驗資訊系統 待收件清單 收件模式 (新增/修改) 存檔 清除畫面 離開

收件清單 操作人員 [C69 楊宗翰]

訊息列 找不到此筆醫囑單編號,請由病歷號查詢!

醫囑編號 [] 病歷號 D017669977 收件編號 [] 自動給號

病患資料
 姓名 吳大為 來源別 []
 出生日期 [] 批價(Y/N) []
 身份字號 [] 健保卡號 []
 性別 [] 血型 []
 郵遞區號 [] 父親血型 []
 住址 [] 母親血型 []
 來源號碼 [] 懷孕週數 []
 醫囑醫師 [] 一日尿液量 []
 醫囑科別 [] 體檢序號 []
 醫囑日期 [] 體檢公司別 D017 東元醫院
 醫囑時間 [] 體檢公司部門別 []

檢體資料
 檢體別 []
 採集日期 []
 採集時間 []
 急件註記 []
 檢體說明 []

序號	醫囑單檢驗項目
1	001
2	015
3	103

記錄: 1/1

開始 標準維護螢幕 - [...] 檔案總管 - 院外體檢 院內外轉檢作業說明 PM 03:04

批次修改螢幕 - [2001.02.28 使用者]

Q查詢 G登記 R收件 E輸入 Y驗證 P報表 I儀器 O維護 M微生物組 品管 D修改刪除 E離開 視窗(W)

長庚紀念醫院檢驗資訊系統 OGMH LIS 操作人員 [C69 楊宗翰]
 (F1清除螢幕 F3存檔) 批次修改螢幕

存檔 清除 離開

起日 迄日
 輸入收件起迄日期 900228 ~ 900228

病歷號 D0176699

姓名 吳大為 出生日期 [] 身份字號 [] 性別 []
 血型 [] 父親血型 [] 母親血型 []
 郵遞區號 [] 住址 []

記錄: 1/1

開始 批次修改螢幕 - [20... 檔案總管 - 院外體檢 院內外轉檢作業說明 PM 03:08



附圖三：檢體輸送箱

內箱材質為保麗龍。具有保溫功能經放置一塊冰保保溫，其保溫效果為：

≤3 小時： 7°C

≤5 小時： 8°C

≤7 小時： 9°C

≤12 小時： 10°C

≤18 小時： 12°C





附圖四

檢驗醫學科接受代檢項目轉介其他單位處理流程說明

適用範圍	本科接受院外代檢作業目前尚未開設之檢驗項目，並得轉送其他單位檢驗					
處理單位	收檢員/寄送	檢驗醫學科	行政組-檢體處理	轉介處理	檢驗部門	檢驗醫學科
說明	由本科專任收檢人員，專程收送檢體或經由本院交通車便捷寄送。		<p>檢體處理後，若為本科目前仍未開設之項目，則先挑出，歸放置檢體盒中。</p> <p>檢體分裝：技術員 檢驗移單：書記</p>	<p><u>流程1.</u> 需轉介院內相關科別檢驗之檢體。由書記分別通知相關單位處理，並作記錄及跟催。</p> <p><u>流程2.</u> 需外送院外檢驗單位，則由科務室聯絡相關檢驗單位處理，並作記錄及跟催。</p> <p>書記：林雅惠班長 科務：侯翠梅小姐</p>	通知各相關單位後，由各單位分派專人至本科取件檢驗。	<p>1. 院內、外各單位檢驗完成後，將檢驗結果逕送至本科林雅惠班長處，統籌分寄檢驗結果。</p> <p>2. 檢驗後採記帳收費，隔月10日前由各科統計結帳後送交醫事處帳務組，再向相關院所申報收費。</p>



附圖五，院外代檢帳務處理流程圖

臨床病理科·院內外體、轉檢帳務處理作業流程說明

作業流程		體、轉檢作業類別					經辦人員	說明		
項次	內容說明	A類	B類	C類	D類	E類				
1	合約	是	●			●		科務組長	楊宗翰組長	
	否		●	●			●			
2	採檢	院所、科室自行採檢	●			●	●	護理人員		
	本科負責採檢			●				抽血技術員		
3	收費	直接櫃檯繳費					●	醫事處		
	記帳收費		●					A類：各科室書記	1. 電腦轉帳 2. 院區間調帳	
				●					B類：家醫科書記	電腦轉帳
							●		D類：科務技術員	侯翠梅小姐
代收檢驗費			●				抽血組長	羅美芬組長		
4	檢驗	●	●	●	●	●	醫檢師			
5	報告列印	●	●	●	●	●	庶務員			
6	分(寄)送檢驗報告	●	●	●	●	●	庶務員			
7	電腦彙整院內外體、轉檢作業月報資料	●	●	●	●	●	品管醫檢師	1. 賈立成醫檢師 2. 由科務組長及抽血組長事先提供各院所、公司折扣數，以供輸入電腦校正金額數		
8	列印月報表	●	●	●	●	●	科務醫檢師	林志遠醫檢師		
9	列印合約院所對帳單				●		科務醫檢師	林志遠醫檢師		
10	審核月報表(1)	●	●	●	●	●	書記班長	林雅惠班長		
	審核月報表(2)	●	●	●			抽血組長	羅美芬組長		
11	審核月報表及對帳單	●	●	●	●	●	科務技術員	侯翠梅小姐		
12	製作院外委託記帳通知單	●			●		科務技術員	侯翠梅小姐		
13	覆核(1)	●	●	●	●	●	科務組長	楊宗翰組長		
14	覆核(2)	●	●	●	●	●	技術主任	曹國倩主任		
15	核簽	●			●		科(系)主任	孫建峰主任		
16	寄送帳務組	●			●		科服務員	李淑卿小姐		
17	帳務組帳款作業及通知繳款	●			●		醫事處帳務組	吳蕙真小姐		

附註：

89.04

- 一、體、轉檢作業類別：A類：經常性體檢，如人工腎臟、員工體檢及院區間轉檢等。
B類：家醫科對外承攬體檢作業，如公司員工體檢等。
C類：本科自行接洽之院外體檢。
D類：合約性代轉檢作業，如院外醫療院所、檢驗所。
E類：其他體轉檢作業，已先自行繳費者，由科務室侯小姐承辦。
- 二、帳務組電話：3196。



附表一，本科採檢試管用途說明

試管類別		用途說明
A. 真空採血試管		
1	紅蓋頭採血試管	不含任何抗凝固試劑，適用於生化、血清、血庫學檢驗
2	紫蓋頭採血試管	含 K ₃ EDTA 抗凝劑，適用於血液學檢驗
3	天藍蓋頭採血試管	含 3.8% Sodium citrate 抗凝劑，適用於血液凝固學檢驗
4	灰蓋頭採血試管	含 NaF、Na ₂ EDTA 抗凝劑，適用於生化血糖，丙酮酸檢驗
5	綠蓋頭採血試管	含 Heparin 抗凝劑，適用於生化及組織型鑑別之檢驗
6	天藍蓋頭黃標採血試管	含 Thrombin 凝固劑，適用於纖維蛋白裂解產物(FDP)檢驗
7	橘蓋頭採血試管	含 3.8% Sodium citrate 抗凝劑，適用於紅血球沉澱速率(ESR)檢驗
8	紅灰蓋頭採血試管	含 SST [®] Gel 及凝固活化劑，適用於生化、血清學檢驗
9	藍蓋紫標籤採血試管	含 Na ₂ EDTA 抗凝劑，適用於 Zn,Cd,Hg,As 等項重金屬檢驗
10	藍蓋綠標籤採血試管	含 Na ₂ EDTA 抗凝劑，適用於 Zn,Cd,Hg,As,Pb 等項重金屬檢驗
11	藍蓋紅標籤採血試管	不含任何抗凝固試劑，適用於 Li,Mg,Cu,Al 等項重金屬檢驗
12	黃蓋頭採血試管	含 ACD 抗凝劑，適用於組織型鑑別之檢驗
B. 其他採檢容器		
1	黑蓋頭無菌試管	適用於體液各項檢驗
2	黃(綠、白)蓋尖底塑膠試管	適用於尿液鏡檢檢驗
3	HST 白蓋尖底塑膠試管	適用於血中鋁及尿液重金屬檢驗
4	塑膠採便盒(含蓋附匙)	適用於糞便檢驗
5	廣口無菌尿液收集盒	適用於尿液細菌培養檢驗
6	痰液收集盒	適用於痰液細菌培養及精液等項檢驗
7	Collection medium	病毒培養檢驗之運送基質 transport medium

a. 血液採檢試管說明

	真空採血試管	建議標準採血量	抗凝固劑種類	用途說明
1	金黃色蓋 SST 採血管		不含任何抗凝固劑	適用於生化、藥物、血清
2	紅蓋頭		不含任何抗凝固劑	適用於生化、藥物、血清
3	紅黑迷彩蓋頭		含 SST [®] Gel 及凝固活化劑	適用於生化、血清學檢驗
4	紫蓋頭	3 mL	含 K ₂ EDTA 抗凝劑	適用於血液學檢驗 適用於生化醣化血色素、同半胱胺酸 適用於分子生物聚合酶連鎖反應之檢驗
5	紫蓋頭	10 mL	含 K ₂ DTA 抗凝劑	適用於血庫學檢驗、適用於分子生物聚合酶連鎖反應之組織型鑑別及白血病抗原之檢驗
6	天藍蓋頭	4.5 mL	含 3.2% Sodium citrate 抗凝劑	適用於血液凝固學檢驗
7	灰蓋頭	2~3 mL	含 NaF/K ₃ EDTA 抗凝劑	適用於生化血糖、丙酮酸檢驗、乳酸檢驗
8	綠蓋頭	10 mL	含 Sodium Heparin 抗凝劑	適用於生化及組織型鑑別之檢驗
9	土黃蓋頭綠標籤	3 mL	含 Sodium Heparin 抗凝劑	適用於血中鉛金屬檢驗
10	綠黑迷彩蓋頭	5 mL	含 SST [®] Gel 及 Heparin 抗凝劑	適用於生化檢驗(尤其是急件更適合),MPO
11	天藍蓋頭黃標籤	2 mL	含 Thrombin 凝固劑	適用於纖維蛋白裂解產物(FDP)檢驗
12	黑蓋頭	1.8mL	含 3.8% Sodium citrate 抗凝劑	適用於紅血球沉澱速率(ESR)檢驗
13	藍蓋頭綠標籤	7 mL	含 Heparin 抗凝劑	適用於 Zn,Cd,Hg,As,Pb 等項重金屬檢驗
14	藍蓋頭紅標籤	7 mL	不含任何抗凝固試劑	適用於 Li,Mg,Cu,Al 等項重金屬檢驗
15	黃蓋頭	10 mL	含 ACD 抗凝劑	適用於組織型鑑別及白血病抗原之檢驗

b. 其他採檢容器說明

	其他採檢容器	用途說明



1	黑蓋頭無菌試管	適用於體液各項檢驗
2	有蓋定量離心管	適用於尿液定量鏡檢
3	HST 白蓋尖底塑膠試管	適用於血中鋁及尿液重金屬檢驗
4	塑膠採便盒(含蓋附匙)	適用於糞便檢驗
5	廣口無菌尿液收集盒	適用於尿液細菌培養檢驗
6	痰液收集盒	適用於痰液細菌培養及精液等項檢驗
7	Collection medium	病毒培養檢驗之運送基質 Transport medium



附表二

檢驗醫學科·院外體檢、代（轉）檢作業簽收表

日期	送檢時間	委託單位	支數						快遞貨運單據號碼	簽收時間	簽收者
			生化	血液	血清免疫	病毒	細菌	鏡檢			

註：快遞貨運單據號碼係由簽收者填寫，簽收完成後單據聯遞交班長留存備查。



附表三

院外體、轉檢送檢異常登記表

年 月份

日期	院所名稱 公司名稱	代號	姓 名	病歷號碼	異常原因	處理情形	處理者
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	
						<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 補送檢體	



附表四

檢驗醫學科檢體轉介其他單位記錄表

_____ 年度

檢體收件						檢體轉出				檢驗報告回覆	
日期	院所名稱 科別	代號	姓名	病歷號碼	檢驗項目	日期	時間	收件單位	簽收	日期	簽收



附表五

委託林口 長庚紀念醫院檢驗 檢體寄送清單

檢驗單位：長庚醫院檢驗醫學科		委託送檢：		年	月	日、時間：____:____
姓名	*身分證號碼	本科檢驗代號	委託檢驗項目	檢驗室編號	備註說明	
		L72-				
		L72-				
		L72-				
		L72-				
		L72-				
		L72-				
		L72-				
		L72-				
		L72-				
委託醫院 (請務必填寫聯絡人及聯絡電話)				長庚收件 (收件者請務必蓋章)		

*身份證號碼為報告查詢之依據，請確實填寫



附表五：院外體轉檢月報統計表

99/08 科務體、轉檢件數金額月報表

序號	公司別	說明	件數	金額
A 類：經常性體檢				
1	1151	台北人工腎臟	637	47912
2	2920	基隆檢驗醫學科	282	79100
3	3151	林口人工腎臟	24075	1727944
4	3190	林口健診中心	34270	4483768
5	5151	復健分院洗腎室	431	42120
6	5920	復健分院護理之家	431	32210
7	8920	高雄檢驗醫學科	319	97396
8	A001	長庚年度員工體檢	2090	324550
9	A002	洗縫課年度體檢	5	225
10	A003	心臟血管疾病篩檢	361	87430
11	A004	碳 13 呼氣試驗	54	70200
12	MA	婚前健診	149	21720
13	MARK	自費癌症篩檢	1028	360000
14	NEW	長庚新進員工體檢	2166	122415
15	OLD	老人體檢	5770	406110
16	WELL	健康維護自費篩檢	15586	2262675
小計			87,654	10,165,775
B 類：家醫科體檢				
17	B005	外勞	1868	317480
18	B036	桃園老人體檢	1457	117050
19	B038	力晶半導體	1419	337685
20	B039	竹城建設	14	2800
21	B041	力威國際科技	30	8600
22	B060	橡樹工業	2447	133660
23	B062	全新光電	74	11005
24	B063	核研所	9134	1588975
25	B064	網屏公司	55	4250
小計			16,498	2,521,505
C 類：本科自接體檢				
26	C015	世堡紡織	96	33600
小計			96	33,600
D 類：合約院所代轉檢				
27	D001	聖保祿醫院	628	111123
28	D013	新竹捐血中心	138	3680
29	D017	東元醫院	595	151353
30	D022	元慶醫事檢驗所	586	94133
31	D023	康來醫學檢驗中心	119	26606
32	D028	南亞	5	1800
33	D029	康福檢驗所	66	9900
34	D032	恩主公醫院	434	82424
35	D033	彰基醫院	10	3455
小計			2,581	484,474
E 類：其他院所代轉檢（已事先繳費，侯翠梅小姐洽辦）				
36	X	非合約醫院之院外	190	88935
小計			190	88,935
總計			107,019	13,294,289

主管：

製表：林志遠



附件一

林口長庚紀念醫院·檢驗醫學科 臨床試驗(代檢)接洽單

客戶(單位)			聯絡日期					
聯絡人			電話	TEL:() FAX:() 4、Email:				
臨床試驗服務項目	核可	預估委託 數量		核可				
	否			否				
收費標準	<input type="checkbox"/> 依自費標準收費 <input type="checkbox"/> 依健保收費 <input type="checkbox"/> 依健保收費___折			核可				
	<input type="checkbox"/> 其他：_____			否				
檢體運送方式	<input type="checkbox"/> 專人(快遞)送檢 <input type="checkbox"/> 郵件寄送 <input type="checkbox"/> 其他：_____			核可				
				否				
報告回覆	<input type="checkbox"/> 郵件寄送 <input type="checkbox"/> FAX 傳送 <input type="checkbox"/> Email 傳送			核可				
				否				
合約	<input type="checkbox"/> 專案合約 <input type="checkbox"/> 長期合作合約			核可				
				否				
服務提供	<input type="checkbox"/> 專題講習			核可				
	<input type="checkbox"/> 檢驗專題討論刊物提供							
材料	<input type="checkbox"/> 檢驗資訊系統諮詢			核可				
	<input type="checkbox"/> 檢驗結果諮詢							
	<input type="checkbox"/> 其他：_____							
收費方式	<input type="checkbox"/> 採血試管			核可				
	<input type="checkbox"/> 檢體架							
擬簽訂合約日期	<input type="checkbox"/> 檢體箱(內附冰寶、溫度計)			核可				
	<input type="checkbox"/> 客制化檢驗表單、清單							
合約期限	<input type="checkbox"/> 其他：_____			核可				
本次聯繫重點事項	<input type="checkbox"/> 每月記帳收費，隔月結算由醫事處帳務組通知付款			核可				
	<input type="checkbox"/> 專案記帳收費							
預定下次聯繫日期	_____年_____月_____日			核可				
本院接洽人員	_____年_____月_____日至 _____年_____月_____日			核可				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">主管審核簽名</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>							主管審核簽名	
	主管審核簽名							



附件二

檢 體 檢 驗 合 約 書

長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 甲
立合約書人 (以下簡稱 方)茲為檢體檢驗事宜，經雙方同意簽立合

內容如下：

一、合約時間：自民國九十九年八月一日至民國九十九年十二月三十一日止。

二、檢驗項目：甲方檢驗醫學科*****檢驗項目。

三、收費標準：*****。

四、郵寄費用：檢體遞送之費用由乙方負擔，檢驗報告回覆寄送之郵資由甲方負擔。

五、檢體與報告之遞送：

- 1、乙方應填甲方所提供之「檢驗委託單」一式一聯，連同檢體包裝妥當後，遞送至甲方做檢驗，檢體之衛生安全責任概由乙方負責，檢體如有遺漏者，亦同。
- 2、乙方送達甲方的檢體必須符合檢驗標準，如檢體未達檢驗標準甲方不予檢驗。
- 3、甲方於檢驗完成後將檢驗報告郵寄給乙方。
- 4、乙方收到檢驗報告後如覺有與病患臨床表徵不符，可要求甲方免費複檢。

六、收費方式：

- 1、檢驗費用以記帳方式，於每月經由甲方結算後通知乙方，乙方應於接到通知後十五日內一次付清，如逾期未付，甲方得停止記帳，但其欠帳部份，乙方仍應負責補償。
- 2、乙方亦可使用甲方郵政劃撥帳號(01579799 長庚紀念醫院)付費給甲方。
- 3、乙方如以支票支付費用時，寄送責任概由乙方負責。請直接以限時掛號方式寄送「林口醫事課帳務組 吳蕙真」收件。

七、附則：

- 1、雙方檢驗連絡人：甲方：甯孝真 主任、林志遠 (03)3281200-2558
乙方：***** (**)******
- 2、合約期間如雙方負責人、連絡人名稱地址等異動時，應主動即時通知對方更正。
- 3、合約期間一方欲終止合約時，得以書面通知對方終止合約，前項通知自到達之日起滿十天即視為終止。
- 4、合約書到期時，如雙方無異議即可視同續約一年，爾後期滿亦同。
- 5、本合約正本一式二份，雙方各執一份，印花稅各自貼足，副本數份，雙方分存。

八、管轄法院：如因本約爭訟，合意以台北地方法院為第一審管轄法院。

甲方：長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院

負責人：王正儀 院長

地址：桃園縣龜山鄉復興街五號

乙方：*****

負責人：*****

電話：*****

統編：*****

中 華 民 國 九 十 九 年 十 月 十 日



附件三，轉檢單

林口長庚紀念醫院·檢驗醫學科轉檢單 年 月 日

姓名	病歷號碼	合約院所(公司別)代號				
採檢時間	年 月 日 時	檢體保存溫度 <input type="checkbox"/> 冷凍 <input type="checkbox"/> 低溫冷藏 <input type="checkbox"/> 室溫				
檢體別	<input type="checkbox"/> 血清 <input type="checkbox"/> 血漿 <input type="checkbox"/> 全血 <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> 尿液	收集時間：_____小時 總量：_____mL <input type="checkbox"/> 其他 _____				
檢驗代號	檢驗名稱	檢驗代號 檢驗名稱 項目總計				
<table border="1"> <tr> <td> 血液學檢驗 L72-042 <input type="checkbox"/> FDP L72-040 <input type="checkbox"/> Fibrinogen L72-064 <input type="checkbox"/> G-6-PD Screening L72-065 <input type="checkbox"/> G-6-PD Quantitative L72-049 <input type="checkbox"/> Hemoglobinopathies profile 生化學檢驗 L72-487 <input type="checkbox"/> ACTH L72-497 <input type="checkbox"/> C-Peptide L72-417 <input type="checkbox"/> Cholinesterase L72-553 <input type="checkbox"/> CK-MB L72-425 <input type="checkbox"/> CPK-Isoenzyme L72-399 <input type="checkbox"/> Deoxyypyridinoline L72-317 <input type="checkbox"/> HB-A1c L72-428 <input type="checkbox"/> HDL-Cholesterol EP L72-396 <input type="checkbox"/> Intact-PTH L72-419 <input type="checkbox"/> Lactate L72-427 <input type="checkbox"/> LD-Isoenzyme L72-339 <input type="checkbox"/> Lipase L72-429 <input type="checkbox"/> Lipoprotein-EP L72-380 <input type="checkbox"/> Serum Iron+TIBC L72-395 <input type="checkbox"/> Thyroglobulin L72-566 <input type="checkbox"/> Torponin I L72-401 <input type="checkbox"/> VMA L72-461 <input type="checkbox"/> IGF-1 (出生 年 月 日) L72-462 <input type="checkbox"/> IGFBP-3 (出生 年 月 日) 內分泌機能檢驗 L72-488 <input type="checkbox"/> Cortisol L72-484 <input type="checkbox"/> Estradiol(E2) L72-489 <input type="checkbox"/> Ferritin L72-390 <input type="checkbox"/> Free-T4 L72-483 <input type="checkbox"/> FSH L72-476 <input type="checkbox"/> hGH L72-486 <input type="checkbox"/> β-hGH L72-482 <input type="checkbox"/> LH L72-490 <input type="checkbox"/> Progesterone L72-481 <input type="checkbox"/> Prolactin L72-491 <input type="checkbox"/> Testosterone 藥物定量監測 L72-552 <input type="checkbox"/> Alcohol L72-471 <input type="checkbox"/> Amphetamines L72-561 <input type="checkbox"/> Benzodiazepines L72-435 <input type="checkbox"/> Digoxin_請寫採檢時間 L72-560 <input type="checkbox"/> Diphenylhydantoin_請寫採檢時間 L72-445 <input type="checkbox"/> Phenytoin (Dilantin)_請寫採檢時間 L72-437 <input type="checkbox"/> Theophylline_請寫採檢時間 </td> <td> 鏈球菌抗原 L72-629 <input type="checkbox"/> GAS Ag L72-765 <input type="checkbox"/> GBS Ag 重金屬檢驗 L72-352 <input type="checkbox"/> Al L72-353 <input type="checkbox"/> As (總砷量) L72-354 <input type="checkbox"/> As 無機砷分類 L72-351 <input type="checkbox"/> Hg L72-557 <input type="checkbox"/> Mg L72-349 <input type="checkbox"/> Pb L72-340 <input type="checkbox"/> 重金屬尿液篩檢 請任意圈選 1-12 項 Cu · Zn · Mn · Ni · Pb · Cd As · Hg · Sb · Te · Bi · Tl 血清免疫學檢驗 L72-155 <input type="checkbox"/> Amebiasis Ab IHA L72-245 <input type="checkbox"/> ANA L72-247 <input type="checkbox"/> Anti-dsDNA Ab L72-109 <input type="checkbox"/> ASLO L72-217 <input type="checkbox"/> C3c L72-219 <input type="checkbox"/> C4 L72-116 <input type="checkbox"/> Cold Hemagglutinin L72-157 <input type="checkbox"/> Cryptococcus Ag L72-130 <input type="checkbox"/> Direct Coombs' L72-105 <input type="checkbox"/> FTA-abs L72-165 <input type="checkbox"/> H. pylori Ab IgG L72-665 <input type="checkbox"/> HLA-B27 L72-207 <input type="checkbox"/> IgA L72-213 <input type="checkbox"/> IgE L72-205 <input type="checkbox"/> IgG L72-209 <input type="checkbox"/> IgM L72-158 <input type="checkbox"/> Legionella urinary Ag L72-261 <input type="checkbox"/> Microsomal Ab L72-253 <input type="checkbox"/> Mitochondrial Ab L72-114 <input type="checkbox"/> Mycoplasma IgG L72-115 <input type="checkbox"/> Mycoplasma IgM L72-263 <input type="checkbox"/> Thyroglobulin Ab L72-103 <input type="checkbox"/> TPHA L72-233 <input type="checkbox"/> Transferrin L72-107 <input type="checkbox"/> Widal test 腫瘤標誌檢驗 L72-193 <input type="checkbox"/> CA125 L72-137 <input type="checkbox"/> CA-153 L72-135 <input type="checkbox"/> CA-199 L72-138 <input type="checkbox"/> CEA L72-195 <input type="checkbox"/> Free PSA </td> <td> L72-139 <input type="checkbox"/> PSA L72-141 <input type="checkbox"/> SCC 病毒學檢驗 L72-957 <input type="checkbox"/> Anti-HIV Ab L72-903 <input type="checkbox"/> Chlamydia Ag L72-148 <input type="checkbox"/> CMV Ab IgG L72-149 <input type="checkbox"/> CMV Ab IgM L72-150 <input type="checkbox"/> EB-VCA IgG L72-151 <input type="checkbox"/> EB-VCA IgM L72-159 <input type="checkbox"/> HSV 1&2 Ab L72-159 <input type="checkbox"/> HSV Ab IgG L72-956 <input type="checkbox"/> HSV Ab IgM L72-927 <input type="checkbox"/> Mumps virus Ab L72-959 <input type="checkbox"/> Influenza type A Ab L72-960 <input type="checkbox"/> Influenza type B Ab L72-916 <input type="checkbox"/> RSV Ag L72-145 <input type="checkbox"/> Rubella IgG L72-146 <input type="checkbox"/> Rubella IgM L72-171 <input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii IgG L72-172 <input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii IgM L72-991 <input type="checkbox"/> Varicella Z Ab IgG L72-992 <input type="checkbox"/> Varicella Z Ab IgM L72-901 <input type="checkbox"/> Virus culture 肝炎病毒檢驗 L72-184 <input type="checkbox"/> Anti-HAV Ab L72-182 <input type="checkbox"/> Anti-HAV IgM L72-176 <input type="checkbox"/> Anti-HBc IgG L72-174 <input type="checkbox"/> Anti-HBc IgM L72-180 <input type="checkbox"/> Anti-HBe Ab L72-955 <input type="checkbox"/> Anti-HCV Ab 微生物檢驗 L72-601 <input type="checkbox"/> Aerobic culture L72-603 <input type="checkbox"/> Anaerobic culture L72-607 <input type="checkbox"/> Blood culture L72-643 <input type="checkbox"/> Fungus culture L72-642 <input type="checkbox"/> TB culture L72-646 <input type="checkbox"/> TB Identification L72-645 <input type="checkbox"/> TB Sensitivity 微生物抹片檢驗 L72-623 <input type="checkbox"/> Acid Fast Stain L72-625 <input type="checkbox"/> Fluorochrome Stain L72-621 <input type="checkbox"/> Gram Stain L72-627 <input type="checkbox"/> India Ink (CSF only) 分子生物檢驗 L72-659 <input type="checkbox"/> HLA-DR L72-680 Special DNA detection </td> <td> <input type="checkbox"/> Chlamydia pneumoiae <input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis <input type="checkbox"/> CMV <input type="checkbox"/> EBV <input type="checkbox"/> HSV <input type="checkbox"/> Legionella pneumophila (PCR) <input type="checkbox"/> TB 胃腸肝膽科 *分機8121 M23-061 <input type="checkbox"/> HBV DNA M23-062 <input type="checkbox"/> HCV RNA (定性) M23-063 <input type="checkbox"/> HCV RNA (定量) 特殊生化(RIA) *分機2626 N73-173 <input type="checkbox"/> 17-OHP N73-371 <input type="checkbox"/> Acetylcholine Re Ab N73-192 <input type="checkbox"/> ACTH N73-182 <input type="checkbox"/> Androstenedione N73-194 <input type="checkbox"/> Aldosterone N73-196 <input type="checkbox"/> Renin N73-219 <input type="checkbox"/> Anti-Delta Ab N73-120 <input type="checkbox"/> Calcitonin N73-180 <input type="checkbox"/> DHEA-S N73-170 <input type="checkbox"/> E3 (Estrol) N73-177 <input type="checkbox"/> Free Testosterone L72-494 <input type="checkbox"/> Folate L72-492 <input type="checkbox"/> Vit B12 N73-232 <input type="checkbox"/> Gastrin N73-158 <input type="checkbox"/> IGF(SM-C) N73-140 <input type="checkbox"/> Insulin N73-114 <input type="checkbox"/> TBG N73-112 <input type="checkbox"/> TBII RRA test N73-116 <input type="checkbox"/> Thyroglobulin 神經內科 *分機2853 L72-451-8 <input type="checkbox"/> Carbamazepine L72-449-8 <input type="checkbox"/> Phenobarbital L72-447-8 <input type="checkbox"/> Primidone L72-455-8 <input type="checkbox"/> Valproic Acid 風濕過敏免疫 *分機2410 M25-211 <input type="checkbox"/> AENA screening M25-223 <input type="checkbox"/> ANCA M25-216 <input type="checkbox"/> Anti-cardiolipin M25-214 <input type="checkbox"/> Anti-Sc1 70 M25-130 <input type="checkbox"/> Mast M35-012-5 <input type="checkbox"/> HLA-B27 M35-024-5 <input type="checkbox"/> ABC Single Ag 婦產科 *分機8261 S49-017 <input type="checkbox"/> HPV </td> </tr> </table>			血液學檢驗 L72-042 <input type="checkbox"/> FDP L72-040 <input type="checkbox"/> Fibrinogen L72-064 <input type="checkbox"/> G-6-PD Screening L72-065 <input type="checkbox"/> G-6-PD Quantitative L72-049 <input type="checkbox"/> Hemoglobinopathies profile 生化學檢驗 L72-487 <input type="checkbox"/> ACTH L72-497 <input type="checkbox"/> C-Peptide L72-417 <input type="checkbox"/> Cholinesterase L72-553 <input type="checkbox"/> CK-MB L72-425 <input type="checkbox"/> CPK-Isoenzyme L72-399 <input type="checkbox"/> Deoxyypyridinoline L72-317 <input type="checkbox"/> HB-A1c L72-428 <input type="checkbox"/> HDL-Cholesterol EP L72-396 <input type="checkbox"/> Intact-PTH L72-419 <input type="checkbox"/> Lactate L72-427 <input type="checkbox"/> LD-Isoenzyme L72-339 <input type="checkbox"/> Lipase L72-429 <input type="checkbox"/> Lipoprotein-EP L72-380 <input type="checkbox"/> Serum Iron+TIBC L72-395 <input type="checkbox"/> Thyroglobulin L72-566 <input type="checkbox"/> Torponin I L72-401 <input type="checkbox"/> VMA L72-461 <input type="checkbox"/> IGF-1 (出生 年 月 日) L72-462 <input type="checkbox"/> IGFBP-3 (出生 年 月 日) 內分泌機能檢驗 L72-488 <input type="checkbox"/> Cortisol L72-484 <input type="checkbox"/> Estradiol(E2) L72-489 <input type="checkbox"/> Ferritin L72-390 <input type="checkbox"/> Free-T4 L72-483 <input type="checkbox"/> FSH L72-476 <input type="checkbox"/> hGH L72-486 <input type="checkbox"/> β -hGH L72-482 <input type="checkbox"/> LH L72-490 <input type="checkbox"/> Progesterone L72-481 <input type="checkbox"/> Prolactin L72-491 <input type="checkbox"/> Testosterone 藥物定量監測 L72-552 <input type="checkbox"/> Alcohol L72-471 <input type="checkbox"/> Amphetamines L72-561 <input type="checkbox"/> Benzodiazepines L72-435 <input type="checkbox"/> Digoxin_請寫採檢時間 L72-560 <input type="checkbox"/> Diphenylhydantoin_請寫採檢時間 L72-445 <input type="checkbox"/> Phenytoin (Dilantin)_請寫採檢時間 L72-437 <input type="checkbox"/> Theophylline_請寫採檢時間	鏈球菌抗原 L72-629 <input type="checkbox"/> GAS Ag L72-765 <input type="checkbox"/> GBS Ag 重金屬檢驗 L72-352 <input type="checkbox"/> Al L72-353 <input type="checkbox"/> As (總砷量) L72-354 <input type="checkbox"/> As 無機砷分類 L72-351 <input type="checkbox"/> Hg L72-557 <input type="checkbox"/> Mg L72-349 <input type="checkbox"/> Pb L72-340 <input type="checkbox"/> 重金屬尿液篩檢 請任意圈選 1-12 項 Cu · Zn · Mn · Ni · Pb · Cd As · Hg · Sb · Te · Bi · Tl 血清免疫學檢驗 L72-155 <input type="checkbox"/> Amebiasis Ab IHA L72-245 <input type="checkbox"/> ANA L72-247 <input type="checkbox"/> Anti-dsDNA Ab L72-109 <input type="checkbox"/> ASLO L72-217 <input type="checkbox"/> C3c L72-219 <input type="checkbox"/> C4 L72-116 <input type="checkbox"/> Cold Hemagglutinin L72-157 <input type="checkbox"/> Cryptococcus Ag L72-130 <input type="checkbox"/> Direct Coombs' L72-105 <input type="checkbox"/> FTA-abs L72-165 <input type="checkbox"/> H. pylori Ab IgG L72-665 <input type="checkbox"/> HLA-B27 L72-207 <input type="checkbox"/> IgA L72-213 <input type="checkbox"/> IgE L72-205 <input type="checkbox"/> IgG L72-209 <input type="checkbox"/> IgM L72-158 <input type="checkbox"/> Legionella urinary Ag L72-261 <input type="checkbox"/> Microsomal Ab L72-253 <input type="checkbox"/> Mitochondrial Ab L72-114 <input type="checkbox"/> Mycoplasma IgG L72-115 <input type="checkbox"/> Mycoplasma IgM L72-263 <input type="checkbox"/> Thyroglobulin Ab L72-103 <input type="checkbox"/> TPHA L72-233 <input type="checkbox"/> Transferrin L72-107 <input type="checkbox"/> Widal test 腫瘤標誌檢驗 L72-193 <input type="checkbox"/> CA125 L72-137 <input type="checkbox"/> CA-153 L72-135 <input type="checkbox"/> CA-199 L72-138 <input type="checkbox"/> CEA L72-195 <input type="checkbox"/> Free PSA	L72-139 <input type="checkbox"/> PSA L72-141 <input type="checkbox"/> SCC 病毒學檢驗 L72-957 <input type="checkbox"/> Anti-HIV Ab L72-903 <input type="checkbox"/> Chlamydia Ag L72-148 <input type="checkbox"/> CMV Ab IgG L72-149 <input type="checkbox"/> CMV Ab IgM L72-150 <input type="checkbox"/> EB-VCA IgG L72-151 <input type="checkbox"/> EB-VCA IgM L72-159 <input type="checkbox"/> HSV 1&2 Ab L72-159 <input type="checkbox"/> HSV Ab IgG L72-956 <input type="checkbox"/> HSV Ab IgM L72-927 <input type="checkbox"/> Mumps virus Ab L72-959 <input type="checkbox"/> Influenza type A Ab L72-960 <input type="checkbox"/> Influenza type B Ab L72-916 <input type="checkbox"/> RSV Ag L72-145 <input type="checkbox"/> Rubella IgG L72-146 <input type="checkbox"/> Rubella IgM L72-171 <input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii IgG L72-172 <input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii IgM L72-991 <input type="checkbox"/> Varicella Z Ab IgG L72-992 <input type="checkbox"/> Varicella Z Ab IgM L72-901 <input type="checkbox"/> Virus culture 肝炎病毒檢驗 L72-184 <input type="checkbox"/> Anti-HAV Ab L72-182 <input type="checkbox"/> Anti-HAV IgM L72-176 <input type="checkbox"/> Anti-HBc IgG L72-174 <input type="checkbox"/> Anti-HBc IgM L72-180 <input type="checkbox"/> Anti-HBe Ab L72-955 <input type="checkbox"/> Anti-HCV Ab 微生物檢驗 L72-601 <input type="checkbox"/> Aerobic culture L72-603 <input type="checkbox"/> Anaerobic culture L72-607 <input type="checkbox"/> Blood culture L72-643 <input type="checkbox"/> Fungus culture L72-642 <input type="checkbox"/> TB culture L72-646 <input type="checkbox"/> TB Identification L72-645 <input type="checkbox"/> TB Sensitivity 微生物抹片檢驗 L72-623 <input type="checkbox"/> Acid Fast Stain L72-625 <input type="checkbox"/> Fluorochrome Stain L72-621 <input type="checkbox"/> Gram Stain L72-627 <input type="checkbox"/> India Ink (CSF only) 分子生物檢驗 L72-659 <input type="checkbox"/> HLA-DR L72-680 Special DNA detection	<input type="checkbox"/> Chlamydia pneumoiae <input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis <input type="checkbox"/> CMV <input type="checkbox"/> EBV <input type="checkbox"/> HSV <input type="checkbox"/> Legionella pneumophila (PCR) <input type="checkbox"/> TB 胃腸肝膽科 *分機8121 M23-061 <input type="checkbox"/> HBV DNA M23-062 <input type="checkbox"/> HCV RNA (定性) M23-063 <input type="checkbox"/> HCV RNA (定量) 特殊生化(RIA) *分機2626 N73-173 <input type="checkbox"/> 17-OHP N73-371 <input type="checkbox"/> Acetylcholine Re Ab N73-192 <input type="checkbox"/> ACTH N73-182 <input type="checkbox"/> Androstenedione N73-194 <input type="checkbox"/> Aldosterone N73-196 <input type="checkbox"/> Renin N73-219 <input type="checkbox"/> Anti-Delta Ab N73-120 <input type="checkbox"/> Calcitonin N73-180 <input type="checkbox"/> DHEA-S N73-170 <input type="checkbox"/> E3 (Estrol) N73-177 <input type="checkbox"/> Free Testosterone L72-494 <input type="checkbox"/> Folate L72-492 <input type="checkbox"/> Vit B12 N73-232 <input type="checkbox"/> Gastrin N73-158 <input type="checkbox"/> IGF(SM-C) N73-140 <input type="checkbox"/> Insulin N73-114 <input type="checkbox"/> TBG N73-112 <input type="checkbox"/> TBII RRA test N73-116 <input type="checkbox"/> Thyroglobulin 神經內科 *分機2853 L72-451-8 <input type="checkbox"/> Carbamazepine L72-449-8 <input type="checkbox"/> Phenobarbital L72-447-8 <input type="checkbox"/> Primidone L72-455-8 <input type="checkbox"/> Valproic Acid 風濕過敏免疫 *分機2410 M25-211 <input type="checkbox"/> AENA screening M25-223 <input type="checkbox"/> ANCA M25-216 <input type="checkbox"/> Anti-cardiolipin M25-214 <input type="checkbox"/> Anti-Sc1 70 M25-130 <input type="checkbox"/> Mast M35-012-5 <input type="checkbox"/> HLA-B27 M35-024-5 <input type="checkbox"/> ABC Single Ag 婦產科 *分機8261 S49-017 <input type="checkbox"/> HPV
血液學檢驗 L72-042 <input type="checkbox"/> FDP L72-040 <input type="checkbox"/> Fibrinogen L72-064 <input type="checkbox"/> G-6-PD Screening L72-065 <input type="checkbox"/> G-6-PD Quantitative L72-049 <input type="checkbox"/> Hemoglobinopathies profile 生化學檢驗 L72-487 <input type="checkbox"/> ACTH L72-497 <input type="checkbox"/> C-Peptide L72-417 <input type="checkbox"/> Cholinesterase L72-553 <input type="checkbox"/> CK-MB L72-425 <input type="checkbox"/> CPK-Isoenzyme L72-399 <input type="checkbox"/> Deoxyypyridinoline L72-317 <input type="checkbox"/> HB-A1c L72-428 <input type="checkbox"/> HDL-Cholesterol EP L72-396 <input type="checkbox"/> Intact-PTH L72-419 <input type="checkbox"/> Lactate L72-427 <input type="checkbox"/> LD-Isoenzyme L72-339 <input type="checkbox"/> Lipase L72-429 <input type="checkbox"/> Lipoprotein-EP L72-380 <input type="checkbox"/> Serum Iron+TIBC L72-395 <input type="checkbox"/> Thyroglobulin L72-566 <input type="checkbox"/> Torponin I L72-401 <input type="checkbox"/> VMA L72-461 <input type="checkbox"/> IGF-1 (出生 年 月 日) L72-462 <input type="checkbox"/> IGFBP-3 (出生 年 月 日) 內分泌機能檢驗 L72-488 <input type="checkbox"/> Cortisol L72-484 <input type="checkbox"/> Estradiol(E2) L72-489 <input type="checkbox"/> Ferritin L72-390 <input type="checkbox"/> Free-T4 L72-483 <input type="checkbox"/> FSH L72-476 <input type="checkbox"/> hGH L72-486 <input type="checkbox"/> β -hGH L72-482 <input type="checkbox"/> LH L72-490 <input type="checkbox"/> Progesterone L72-481 <input type="checkbox"/> Prolactin L72-491 <input type="checkbox"/> Testosterone 藥物定量監測 L72-552 <input type="checkbox"/> Alcohol L72-471 <input type="checkbox"/> Amphetamines L72-561 <input type="checkbox"/> Benzodiazepines L72-435 <input type="checkbox"/> Digoxin_請寫採檢時間 L72-560 <input type="checkbox"/> Diphenylhydantoin_請寫採檢時間 L72-445 <input type="checkbox"/> Phenytoin (Dilantin)_請寫採檢時間 L72-437 <input type="checkbox"/> Theophylline_請寫採檢時間	鏈球菌抗原 L72-629 <input type="checkbox"/> GAS Ag L72-765 <input type="checkbox"/> GBS Ag 重金屬檢驗 L72-352 <input type="checkbox"/> Al L72-353 <input type="checkbox"/> As (總砷量) L72-354 <input type="checkbox"/> As 無機砷分類 L72-351 <input type="checkbox"/> Hg L72-557 <input type="checkbox"/> Mg L72-349 <input type="checkbox"/> Pb L72-340 <input type="checkbox"/> 重金屬尿液篩檢 請任意圈選 1-12 項 Cu · Zn · Mn · Ni · Pb · Cd As · Hg · Sb · Te · Bi · Tl 血清免疫學檢驗 L72-155 <input type="checkbox"/> Amebiasis Ab IHA L72-245 <input type="checkbox"/> ANA L72-247 <input type="checkbox"/> Anti-dsDNA Ab L72-109 <input type="checkbox"/> ASLO L72-217 <input type="checkbox"/> C3c L72-219 <input type="checkbox"/> C4 L72-116 <input type="checkbox"/> Cold Hemagglutinin L72-157 <input type="checkbox"/> Cryptococcus Ag L72-130 <input type="checkbox"/> Direct Coombs' L72-105 <input type="checkbox"/> FTA-abs L72-165 <input type="checkbox"/> H. pylori Ab IgG L72-665 <input type="checkbox"/> HLA-B27 L72-207 <input type="checkbox"/> IgA L72-213 <input type="checkbox"/> IgE L72-205 <input type="checkbox"/> IgG L72-209 <input type="checkbox"/> IgM L72-158 <input type="checkbox"/> Legionella urinary Ag L72-261 <input type="checkbox"/> Microsomal Ab L72-253 <input type="checkbox"/> Mitochondrial Ab L72-114 <input type="checkbox"/> Mycoplasma IgG L72-115 <input type="checkbox"/> Mycoplasma IgM L72-263 <input type="checkbox"/> Thyroglobulin Ab L72-103 <input type="checkbox"/> TPHA L72-233 <input type="checkbox"/> Transferrin L72-107 <input type="checkbox"/> Widal test 腫瘤標誌檢驗 L72-193 <input type="checkbox"/> CA125 L72-137 <input type="checkbox"/> CA-153 L72-135 <input type="checkbox"/> CA-199 L72-138 <input type="checkbox"/> CEA L72-195 <input type="checkbox"/> Free PSA	L72-139 <input type="checkbox"/> PSA L72-141 <input type="checkbox"/> SCC 病毒學檢驗 L72-957 <input type="checkbox"/> Anti-HIV Ab L72-903 <input type="checkbox"/> Chlamydia Ag L72-148 <input type="checkbox"/> CMV Ab IgG L72-149 <input type="checkbox"/> CMV Ab IgM L72-150 <input type="checkbox"/> EB-VCA IgG L72-151 <input type="checkbox"/> EB-VCA IgM L72-159 <input type="checkbox"/> HSV 1&2 Ab L72-159 <input type="checkbox"/> HSV Ab IgG L72-956 <input type="checkbox"/> HSV Ab IgM L72-927 <input type="checkbox"/> Mumps virus Ab L72-959 <input type="checkbox"/> Influenza type A Ab L72-960 <input type="checkbox"/> Influenza type B Ab L72-916 <input type="checkbox"/> RSV Ag L72-145 <input type="checkbox"/> Rubella IgG L72-146 <input type="checkbox"/> Rubella IgM L72-171 <input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii IgG L72-172 <input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii IgM L72-991 <input type="checkbox"/> Varicella Z Ab IgG L72-992 <input type="checkbox"/> Varicella Z Ab IgM L72-901 <input type="checkbox"/> Virus culture 肝炎病毒檢驗 L72-184 <input type="checkbox"/> Anti-HAV Ab L72-182 <input type="checkbox"/> Anti-HAV IgM L72-176 <input type="checkbox"/> Anti-HBc IgG L72-174 <input type="checkbox"/> Anti-HBc IgM L72-180 <input type="checkbox"/> Anti-HBe Ab L72-955 <input type="checkbox"/> Anti-HCV Ab 微生物檢驗 L72-601 <input type="checkbox"/> Aerobic culture L72-603 <input type="checkbox"/> Anaerobic culture L72-607 <input type="checkbox"/> Blood culture L72-643 <input type="checkbox"/> Fungus culture L72-642 <input type="checkbox"/> TB culture L72-646 <input type="checkbox"/> TB Identification L72-645 <input type="checkbox"/> TB Sensitivity 微生物抹片檢驗 L72-623 <input type="checkbox"/> Acid Fast Stain L72-625 <input type="checkbox"/> Fluorochrome Stain L72-621 <input type="checkbox"/> Gram Stain L72-627 <input type="checkbox"/> India Ink (CSF only) 分子生物檢驗 L72-659 <input type="checkbox"/> HLA-DR L72-680 Special DNA detection	<input type="checkbox"/> Chlamydia pneumoiae <input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis <input type="checkbox"/> CMV <input type="checkbox"/> EBV <input type="checkbox"/> HSV <input type="checkbox"/> Legionella pneumophila (PCR) <input type="checkbox"/> TB 胃腸肝膽科 *分機8121 M23-061 <input type="checkbox"/> HBV DNA M23-062 <input type="checkbox"/> HCV RNA (定性) M23-063 <input type="checkbox"/> HCV RNA (定量) 特殊生化(RIA) *分機2626 N73-173 <input type="checkbox"/> 17-OHP N73-371 <input type="checkbox"/> Acetylcholine Re Ab N73-192 <input type="checkbox"/> ACTH N73-182 <input type="checkbox"/> Androstenedione N73-194 <input type="checkbox"/> Aldosterone N73-196 <input type="checkbox"/> Renin N73-219 <input type="checkbox"/> Anti-Delta Ab N73-120 <input type="checkbox"/> Calcitonin N73-180 <input type="checkbox"/> DHEA-S N73-170 <input type="checkbox"/> E3 (Estrol) N73-177 <input type="checkbox"/> Free Testosterone L72-494 <input type="checkbox"/> Folate L72-492 <input type="checkbox"/> Vit B12 N73-232 <input type="checkbox"/> Gastrin N73-158 <input type="checkbox"/> IGF(SM-C) N73-140 <input type="checkbox"/> Insulin N73-114 <input type="checkbox"/> TBG N73-112 <input type="checkbox"/> TBII RRA test N73-116 <input type="checkbox"/> Thyroglobulin 神經內科 *分機2853 L72-451-8 <input type="checkbox"/> Carbamazepine L72-449-8 <input type="checkbox"/> Phenobarbital L72-447-8 <input type="checkbox"/> Primidone L72-455-8 <input type="checkbox"/> Valproic Acid 風濕過敏免疫 *分機2410 M25-211 <input type="checkbox"/> AENA screening M25-223 <input type="checkbox"/> ANCA M25-216 <input type="checkbox"/> Anti-cardiolipin M25-214 <input type="checkbox"/> Anti-Sc1 70 M25-130 <input type="checkbox"/> Mast M35-012-5 <input type="checkbox"/> HLA-B27 M35-024-5 <input type="checkbox"/> ABC Single Ag 婦產科 *分機8261 S49-017 <input type="checkbox"/> HPV			

其他檢驗項目聯絡電話：03-3281200 轉 2558

V9808

醫師：

醫檢師：

批價員：



附件五，轉介單位常見之檢驗項目

轉介檢驗常見之檢驗項目

血液科 (2555)	N73-194 <input type="checkbox"/> Aldosterone
M26-089 <input type="checkbox"/> Anti-Thrombin III	N73-196 <input type="checkbox"/> Renin
胃腸肝膽科 (8121)	N73-232 <input type="checkbox"/> Gastrin
M23-061 <input type="checkbox"/> HBV DNA	N73-236 <input type="checkbox"/> Vit B12
M23-062 <input type="checkbox"/> HCV RNA (定性)	N73-237 <input type="checkbox"/> Folate
M23-063 <input type="checkbox"/> HCV RNA (定量)	N73-371 <input type="checkbox"/> Acetylcholine receptor Ab
核子醫學科 (2626)	神經內科 (2853)
N73-112 <input type="checkbox"/> TSH-receptor Ab(TBII)	L72-445-8 <input type="checkbox"/> Phenytoin(Dilantin)
N73-114 <input type="checkbox"/> TBG	L72-447-8 <input type="checkbox"/> Primidone(Mysoline)
N73-116 <input type="checkbox"/> Thyroglobulin	L72-449-8 <input type="checkbox"/> Phenobarbital(Luminal)
N73-120 <input type="checkbox"/> Calcitonin	L72-451-8 <input type="checkbox"/> Carbamazepine(Tegretal)
N73-140 <input type="checkbox"/> Insulin	L72-455-8 <input type="checkbox"/> Valproie Acid(Depakine)
N73-158 <input type="checkbox"/> IGF(SM-C)	風濕過敏免疫科 (2410)
N73-170 <input type="checkbox"/> E3	M25-211 <input type="checkbox"/> AENA screening
N73-173 <input type="checkbox"/> 17-OHP	M35-031 <input type="checkbox"/> ANCA
N73-180 <input type="checkbox"/> DHEA-S	M25-215 <input type="checkbox"/> Anti-cardiolipid
N73-182 <input type="checkbox"/> Androstenedione	M25-214 <input type="checkbox"/> Anti-Scl 70
N73-192 <input type="checkbox"/> ACTH	M25-130 <input type="checkbox"/> MAST



附件六 林口長庚紀念醫院 檢驗醫學科 轉介檢驗單

◎ 檢驗組別自存

採檢時間	年 月 日 時	檢體保存溫度 <input type="checkbox"/> 冷凍 <input type="checkbox"/> 低溫冷藏 <input type="checkbox"/> 室溫			
檢體別	<input type="checkbox"/> 血清 <input type="checkbox"/> 血漿 <input type="checkbox"/> 全血 <input type="checkbox"/> 尿液		收集時間：_____小時 總量：_____mL		<input type="checkbox"/> 其他 _____
送件時間	年 月 日 時	檢驗室 編號		轉介院 外單位	
委託代檢項目： <input type="checkbox"/> Methanol <input type="checkbox"/> L72-499 Stone analysis <input type="checkbox"/> Tobramycin <input type="checkbox"/> Free Testosterone <input type="checkbox"/> Chlamydia IgG <input type="checkbox"/> Chlamydia IgM <input type="checkbox"/> 其他 _____					

檢醫自 D005

檢驗結果回覆請聯絡：03-3281200 轉 _____，或傳真 03-3971827，聯絡人：_____

地址：桃園縣龜山鄉復興街五號 林口長庚紀念醫院 檢驗醫學科



附件七

行政組檢驗報告列印內容彙總表

項	列印內容	檢驗組別	列印週期	時間	負責人	分送單位	備 註
01	癌症篩檢	血清組	W1~W5	08:30	林雅惠	抽血組	整理後寄送
02	C13 呼氣檢查	生化組	W1~W5	08:50	林雅惠	抽血組	整理後寄送
03	心血管疾病檢查	生化組	W1~W5	09:00	林雅惠	抽血組	整理後寄送
04	門診健診	相關組別	W1~W6	14:00	生化書記	健診中心	單位派員領取
05	新進員工體檢	相關組別	W1~W5	14:00	林雅惠	家醫科	單位派員領取
06	基隆院區	相關組別	W1~W6	08:30	林雅惠	基隆 CP	整理後寄送
07	高雄院區	相關組別	W1~W6	08:30	林雅惠	高雄 CP	整理後寄送
08	微生物抹片檢驗	微生物組	每天	18:00	小夜書記	病歷室	單位派員領取
09	微生物培養	微生物組	每天	18:30	小夜書記	病歷室	單位派員領取
10	門診病患檢驗	相關組別	每天	00:00	大夜書記	病歷室	單位派員領取
11	出院病患給彙總表	相關組別	每天	00:00	大夜書記	病歷室	單位派員領取
12	住院健診	相關組別	W2,4,6	01:00	大夜書記	健診中心	單位派員領取
13	假日健診	相關組別	W 日	13:30	白斑書記	健診中心	單位派員領取
14	CK, LD Iso	生化組	W1~W6	07:00	大夜書記	病歷室	單位派員領取
15	院外合約院所	相關組別	每天	03:00	大夜書記	合約院所	整理後寄送
			W1~W6	16:00	李淑卿	合約院所	整理後寄送
16	婚前健康檢查	相關組別	W1~W5	14:00	林雅惠	家醫科	單位派員領取
17	人工腎臟(台北)	相關組別	檢驗後隔 日列印	14:00	林雅惠	人工腎臟 (台北)	整理後寄送
18	人工腎臟(林口)	相關組別	檢驗後隔 日列印	14:00	林雅惠	人工腎臟 (林口)	單位派員領取
19	人工腎臟(復健)	相關組別	檢驗後隔 日列印	14:00	林雅惠	人工腎臟 (復健)	整理後寄送
20	院外公司體檢	相關組別	檢驗後隔 日列印	14:00	林雅惠	家醫科	單位派員領取
21	洗縫課年度體檢	相關組別	檢驗後隔 日列印	14:00	林雅惠	洗縫課	整理後寄送
22	檢保局查核報告	相關組別	依申覆日 期		林雅惠	勞保申覆 保險組	單位派員領取



附件八，合約院所檢驗結果下載作業流程

一、檢驗資料整檔與下載

進 R6

Login Please : LABM

Password : LABM

[6]-- ORACLE Function Screen-1

1: Download LAB data

password : LABM

選擇下載日期或直接鍵入 YYYYMMDD(執行時間約 5-10 分鐘)

必須等 dl--slt.....terminated 出現，Download 才執行完畢

按 結束下載或選擇其他下載日期

二、將檢驗資料匯回

執行 Ws_ftp32

Session Profile 中 profile Name 選擇 0-DownLabwork 按 OK

連結成功後在右方檔案顯示欄鍵入 j*.dd (註：dd 請鍵入下載日)

選擇所有檔案，由 Remote System /tmp(右)傳到 Local System C:\r6(左)(註：傳送時務必確認為 ASCII 碼)

三、製作檢驗資料查詢檔

開啟 DOS

C:\WINDOWS>cd \labwork

C:\labwork>f yymmdd

四、檢驗資料查詢與建檔

labwork

(J) 彙總報告硬碟 or 光碟收集查詢

選擇查詢磁碟機

鍵入年、月、日

(1).....Other Function

(2)by gpname.....(公司別)

輸入公司代號(GPNAME)

五、檢驗資料格式化

開啟 DOS

C:\WINDOWS>cd \labwork

C:\labwork>labwork

(3)件數月報.....

(5)產生...體檢對帳單(日報)

輸入公司代號(GPNAME)

鍵入年、月、日

檔名 NAMEMMDD.txt(在 C:\labwork 資料夾)

六、E-mail 傳送報告

